


12/96-Sf-



Associés à un voltmètre sensible, les thermocouples permettent de démontrer l'effet thermoélectrique (effet Seebeck) et de mesurer la température et les différences de température.

Bibliographie:

Ficher central électricité (598 671); en allemand

1 Remarque de sécurité

Soyez prudent lors de l'expérimentation avec les thermocouples en cas d'exposition à une flamme vive. La forte chaleur risquerait de faire fondre le point de soudure.

2 Caractéristiques techniques

Couples de matériaux:

fer-constantan, cuivre-constantan, chrome-nickel-constantan (le fil de constantan est recouvert d'une gaine d'isolement).

Tensions thermoélectriques pour une hausse de la température de 0 °C à 300 °C

Cu-const. = 15 mV

Fe-const. = 16,4 mV

CrNi-const. = 20 mV

Caractéristiques, voir fig. 1

3 Utilisation

Avant la première mise en service, placer une fiche de 4 mm aux extrémités des fils (par ex. fiche de fixation 590 011, ou – pour une connexion soudée – fiche de laboratoire, 501 521/522).

Les instruments de mesure conseillés sont des voltmètres d'une plage de mesure ≤ 30 mV, tels que par ex.:

multimètre de démonstration	531 911
microvoltmètre	532 13

Pour la saisie des valeurs mesurées et l'exploitation assistées par ordinateur

Interface CASSY, par ex.

CASSY E par ex. de 524 007

Adaptateur amplificateur 524 055

Logiciel CASSY, par ex.

pour DOS:

Mesure et exploitation 524 113

pour Windows:

Mesure et commande 525 033

Mode d'emploi**Instrucciones de servicio****557 01****Jeu de trois thermocouples simples****Juego de tres termopares**

Fig. 1

Los termopares pueden ser empleados, en combinación con un voltímetro sensible, para demostrar el efecto termoeléctrico (efecto Seebeck), así como para la determinación de diferencias de temperatura y la temperatura propiamente dicha.

Bibliografía:

Fichero de tarjetas de física, electricidad (598 671, en alemán)

1 Instrucciones de seguridad

Tener cuidado al experimentar con los termopares exponiéndolos directamente a la llama, su temperatura puede ser suficiente como para fundir el punto de soldadura.

2 Datos técnicos

Pares de materiales:

Hierro y constantán, cobre y constantán, cromo-níquel y constantán (el alambre de constantán está revestido con un tubo aislador).

Tensiones termoeléctricas al aumentar la temperatura de 0 °C a 300 °C

Cu-Const. = 15 mV

Fe-Const. = 16,5 mV

CrNi-Const. = 20 mV

Curvas características, véase la Fig. 1

3 Empleo

Antes de utilizar la termopar por primera vez, empalmar las clavijas convenientemente a los extremos de los alambres (por ej. enchufe de sujeción, 590 011, ó para la conexión soldada el juego de enchufes de laboratorio, 501 521/522).

Voltímetro recomendados con gama de medición ≤ 30 mV, por ej.

Multímetro para demostraciones	531 911
Microvoltímetro	532 13

Para el registro y evaluación de datos asistido por ordenador

Interface CASSY, por ej.

CASSY E por ej. de 524 007

Unidad Amplificador 524 055

Software CASSY, por ej.

para DOS:

Medir y evaluar 524 116

para Windows:

Adquisición Universal de Datos 525 036